




Tek Seansta Güzellesin...



- Alın
- Göz Çevresi
- Nazolabial Çizgi
- Boyun



- Karın
- Kol
- Sırt
- Kalça



DAEJU
HIPRO
YÜKSEK FOKUSLU ULTRASON

HIPRO HIFU enerjisini (cilt altı dokular ile kas arasında yer alan) SMAS tabakasına iletir ve farklı derinliklere ulaşabilen kartuşlar kullanarak cilt yüzeyine zarar vermeden TPN (Termal Pıhtılaşma Noktaları) bölgesini oluşturur. HIFU enerjisi, kolajen üretimini uyarak cilt gençleşmesini artırır. Ciltte sonradan oluşan ve istenmeyen kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkili bir cihazdır.




Başlıca Özellikleri


- * Yüz germe, sıkılaştırma ve vücutinceltme olarak CE ve KFDA onayı
- * Beş tip kartuş
1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 8,0 mm ve 13,0 mm
- * Sürekli mod ile en kısa tedavi süresi
- * Makul sarf malzeme fiyatları
- * Diğer HIFU cihazından daha az ağırlı





<FACE>



<BODY>



HIFU sistemi, non-invaziv cilt kaldırma ve sıkılaştırma tedavisi olarak SMAS tabakasına veya derin dermise termal koagülasyon yapmak için kullanılır. Şimdi HIFU sistemi zayıflamak için vücut bölgesine geliştirildi. HIPRO, HIFU Enerji prensibini kullanarak yağ tabakasına termal pıhtılaşma yapar ve yağın azalmasına yardımcı olur.



HIFU enerjisi vererek SMAS katmanında 60°C'nin üzerinde TPN bölgesi oluşturur. SMAS'ın TPN bölgesinde iyileşme süreci 3.0mm & 1.5mm kartuşlar ile kas kasılma yüzeyi, kollajen ve elastinin yeniden büyümesi uyarılır. Derminin kollajen rejenerasyon süreci ve SMAS tabakasının kasılması ile cilt kaldırma ve sıkılaştırma gerçekleşir.

DAEJU
HIPRO
YÜKSEK FOKUSLU ULTRASON

*Ameliyatsız
Yüz Germe ve
Vücut
Şekillendirme*



Teknik Özellikler

Energy Type	HIFU (High Intensity Focused Ultrasonic)
Energy Output	0.1 ~ 2.0 [J/cm ²]
Electrial	AC 100-230 [V], 50/60 [Hz]
Interval	1.0 - 2.0 [mm]
Shot Length	30mm (full lenght), 15mm (half lenght)
Cartridge A (1.5 mm)	10,000 shots
Cartridge A (3.0 mm)	10,000 shots
Cartridge A (4.5 mm)	10,000 shots
Cartridge A (8 mm)	10,000 shots
Cartridge A (13 mm)	10,000 shots
Dimension	43 X 57 X 105 [cm] (W X D X H)
Weight	40 [kg]

Klinik Çalışmalar



Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası

MTSMedikal
Teknik Sistemler

MTS MEDİKAL TEKNİK SİSTEMLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ Tic. San. Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:22/C
Kağıthane - İstanbul / Türkiye
Telefon : 444 73 71
Faks : +90 212 268 30 48
E-Posta : info@mtsmedikal.com
Web : www.mtsmedikal.com



DAEJU
HIPRO
YÜKSEK FOKUSLU ULTRASON